

体温筛检用红外额温计准确度临时核查方法

补充文件

2020 年 2 月 14 日

本补充文件是对“体温筛检用红外额温计准确度临时核查方法”附录三适用本方法的额温计型号目录的更新，并补充了附录四不适用本方法的额温计型号目录。

不在附录三和附录四的未经适用性确认的型号，请询问省级及以上计量院，必要时向其提供样机进行适用性确认实验。

“体温筛检用红外额温计准确度临时核查方法”及补充文件的最新更新版本可在中国计量科学研究院网页<https://www.nim.ac.cn/>的“通知”下“中国计量科学研究院对体温筛检用红外额温计准确度临时核查方法的建议”中查看和下载，也可在链接<https://www.nim.ac.cn/node/1333>中直接查看和下载。

附录三. 适用本方法的额温计型号

制造商	品牌	适用型号	确认单位
昆山热映光电	至安	TH520K	国家院
	/	TH36F	国家院
	/	THR2F	国家院
	/	TH520F	国家院
	欧姆龙	MC-720	天津院

TECNIMED	VisioFocus	mod. 06400	国家院
尚钧（安徽）	/	HA500	国家院
深圳家康	/	IFR600	江苏院
深圳华盛昌	CEM	DT-8806S	上海院
乐中行	/	LZX-F1682	宁夏院
浙江健拓	/	ET-306	浙江院
乐普	/	AET-R1D2	宁夏院
深圳百乐富	/	IT-121	湖南院
	/	IT-122	湖南院

附录四. 不适用本方法的额温计型号

制造商	品牌	不适用型号	确认单位
湖南可孚	Cofoe 可孚	KF-HW-002	国家院
广州金鑫宝	Berrcom 倍尔康	JXB-181	国家院
		JXB-186	宁夏院
		JXB-183	福建院 中测院
		JXB-178	新疆院
		JXB-180	上海院
深圳爱立康	/	AET-R1D2	天津院
	/	AET-R1D1	上海院
	/	AET-R171	中测院

	/	AET-R1B1	江苏院
	/	AET-R1F1	山东院
	/	AET-R1B6	青岛院
	/	AET-R701	新疆院
昆山热映光电	欧姆龙	MC-872	河南院
江苏鱼跃	yuwell	YHW-4	江苏院
			河南院
		YHW-3	宁夏院
广州体达	/	TD133	江苏院
深圳长坤	/	CK-T1503	湖北院
京柏	JUMPER	JPD-FR200	江西院
		JPD-FR401	福建院
深圳科仪	/	DT-8806A	宁夏院
凡米科技	/	FL-BFM001A	成都院
深圳家康	/	FR870	宁夏院
	/	FR830	新疆院
东京都千代	/	light	宁夏院
东莞振海	/	HTD8816C	云南院
	/	HTD8813B	上海院
	/	HTD8808C	新疆院
信利（汕尾）	/	TET-340	重庆院
	/	TET-381	云南院

惠州粤尔海	/	YI-400	青海院
东莞鑫泰	/	HT880	青海院
温州友尚	/	YI-100A	青海院
/	/	DT-8809CC	上海院
中山金利	/	FT-3011	广东院
健之康	/	JZK-602	广东院
东莞兴洲	好孖孖	HW-302	中测院
			云南院
泰博	FORA	TD-1261E	新疆院
Mosen	/	MDI901	新疆院
/	GAOMU	DT-8861	上海院
卡恩钰禾	/	DT-8836	云南院